

## Desinfección de Consultorios Dentales

Micro-nebulización CE Clase I alineada con OSHA y CDC — verificación ATP y RODAC completamente documentada.

”

Cada ciclo deja evidencia objetiva de desinfección — no solo una apariencia limpia.

” — Blanc Estates Miami

CE I

Dispositivo médico

FDA

Homologado

OSHA/CDC

Alineado

### POR QUÉ BLANC ESTATES

- 1 Seguro en Todo el Equipo Dental**  
Partículas <5um — sin condensación, sin riesgo de corrosión en piezas de mano ni superficies ópticas.
- 2 Verificación ATP y RODAC**  
ATP para ciclos rutinarios; cultivos RODAC para quirófanos y pacientes inmunocomprometidos.
- 3 Sin Riesgo de Corrosión**  
Evolyse Strong CE Clase IIa sin residuo corrosivo — seguro en metal y superficies ópticas.
- 4 Alineado con OSHA**  
Protocolo cumple los requisitos de documentación OSHA Bloodborne Pathogen Standard.
- 5 Dossier de Documentación**  
Lecturas pre/post y registro de protocolo entregados tras cada ciclo.

BLANC ESTATES MIAMI

+1 (786) 759-1890 · [info@blancestatesmiami.com](mailto:info@blancestatesmiami.com)

[www.blancestatesmiami.com](http://www.blancestatesmiami.com) · Miami-Dade · Broward · Palm Beach

Mismo sistema Medibios + Evolyse Strong evaluado en Jackson Memorial Hospital (Miami) — disponible para consultorios dentales.

**01** **Línea Base Pre-Tratamiento**  
ATP o RODAC en unidades dentales, quirófanos y área de esterilización antes del tratamiento.

**02** **Ciclo Medibios CE Clase I**  
Micro-nebulización con consultorio cerrado — sin humedad, seguro para todo el equipo dental.

**03** **Verificación Post-Ciclo**  
ATP bioluminiscencia (rutinario) o RODAC (quirófanos). Objetivo: <10 RLU.

**04** **Dossier de Documentación**  
Resultados de higiene superficial y protocolo para archivos OSHA.

**Dispositivo**  
Medibios CE Clase I — micro-nebulizador con patente

**Desinfectante**  
Evolyse Strong CE Clase IIa — homologado FDA, amplio espectro

**Áreas estándar**  
ATP bioluminiscencia — Luminómetro 3M, objetivo <10 RLU

**Quirófanos**  
Cultivos microbiológicos de contacto RODAC

**Tiempo de ciclo**  
45–90 min por quirófano según tamaño

**Cumplimiento**  
Alineado con OSHA Bloodborne Pathogen Standard

## Solicite su Evaluación Gratuita de Consultorio

Evaluamos sus quirófanos, medimos la línea base de higiene superficial y diseñamos el protocolo adecuado para su consultorio.