

## RECOMENDACIONES GENERALES AL COMENZAR LA JORNADA

- Ingrese al vestier, retire su ropa de calle y use en todo momento el uniforme y los elementos de protección personal requeridos.
- Limpie y desinfecte con Detergente Desinfectante de Superficies las superficies horizontales y cajas de suministros antes de ingresarlos al área.
- Verifique y registre los parámetros de control del área: humedad, temperatura y variables de equipos de esterilización.
- Verifique el cumplimiento de restricciones de acceso y el uso adecuado de elementos de protección personal.
- Verifique que todo el equipo e instrumental esté desinfectado o esterilizado y en buenas condiciones de almacenamiento.
- Realice lavado de manos antiséptico con Detergente de Lavado de Manos. Para procedimientos invasivos use Jabón Quirúrgico Antiséptico.
- Documente las actividades realizadas.

## ANTES DE CADA PACIENTE

- 1 Lave la piel del paciente con Jabón Quirúrgico Antiséptico, enjuague y seque muy bien.
- 2 Todo el personal que participe en el acto quirúrgico debe realizar lavado de manos con Jabón Quirúrgico Antiséptico.

## DURANTE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE

- 1 Suministre elementos de protección al paciente cuando aplique.
- 2 Maneje cuidadosamente los elementos cortopunzantes.
- 3 Transporte materiales, instrumental y equipos dentro de la sala en cajas y carros de transporte.
- 4 Después del uso de instrumental, colóquelo inmediatamente en una cubeta con Detergente Multienzimático diluido.
- 5 Retírese los guantes inmediatamente después de una perforación, lávese las manos y use un nuevo par.
- 6 Ante un derrame biológico, inactive con 7,5 mL de Desinfectante para Áreas Extensas en 250 mL de agua. Recoja con paños descartables.

## DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE

- 1 Clasifique y ubique los residuos (biológicos, instrumental contaminado, descartables, lencería) en los contenedores establecidos.
- 2 Limpie y desinfecte con Detergente Multienzimático y Glutaraldehído 2% HLD el instrumental y equipos biomédicos.
- 3 Limpie y desinfecte con Detergente Desinfectante de Superficies todas las superficies de alto contacto.
- 4 Limpie y desinfecte pisos con Desinfectante para Áreas Extensas diluido (7,5 mL en 2 litros de agua).
- 5 Cambie la lencería, retire residuos y envíe al proceso de esterilización o al área de manejo de residuos.
- 6 Registre las actividades realizadas en el formulario correspondiente.

## AL FINALIZAR LA JORNADA

- 1 Retire todos los residuos de las áreas de procedimiento.
- 2 Limpie y desinfecte con Detergente Desinfectante de Superficies todas las superficies de alto contacto.
- 3 Limpie y desinfecte pisos, paredes y techos con Desinfectante para Áreas Extensas diluido.
- 4 Verifique que todos los equipos e instrumentales estén debidamente desinfectados o esterilizados.
- 5 Documente el cierre de jornada.

## CICLO DE DESINFECCIÓN BLANC ESTATES — MEDIBIOS CE CLASE I

1. Evaluación inicial: lecturas ATP o RODAC en superficies críticas.
2. Micro-nebulización Medibios: Evolyse Strong CE Clase IIa en partículas <5µm. Sin residuos.
3. Verificación post-ciclo: lecturas ATP (<10 RLU) o cultivos RODAC.
4. Dossier documentado: datos pre/post, fotos, registro de protocolo.

## REFERENCIA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS UTILIZADOS

PRODUCTO / SISTEMA	FUNCIÓN
Medibios CE Clase I	Sistema de micro-nebulización en seco — Blanc Estates
Evolyse Strong CE Clase IIa	Desinfectante activo FDA-listed — partículas <5µm, sin residuos
Gel Antibacterial (70% alcohol)	Higiene de manos sin agua — entre procedimientos
Detergente de Lavado de Manos	Lavado antiséptico de manos con agua
Jabón Quirúrgico Antiséptico	Lavado quirúrgico de manos (procedimientos invasivos)
Detergente Desinfectante de Superficies	Desinfección diaria de equipos y superficies de alto contacto
Detergente Multienzimático	Limpieza enzimática de instrumental antes de esterilización
Glutaraldehído 2% HLD	Desinfección de alto nivel (DAN) — material termosensible
Desinfectante para Áreas Extensas	Limpieza y desinfección de pisos, paredes y techos

**¿Listo para comenzar? Solicite su evaluación gratuita.**

Blanc Estates Miami — Biosafety & Surface Disinfection Specialists

+1 (786) 759-1890 · [info@blancestatesmiami.com](mailto:info@blancestatesmiami.com) · [www.blancestatesmiami.com](http://www.blancestatesmiami.com)

Miami-Dade · Broward · Palm Beach